

Anticorpo Policlonale Anti-Rps27A Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62979

Numero articolo: CM0023813

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro RPS27A umana (fusione proteina ribosomica ubiquitina-eS31). Ideale per applicazioni WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Validato nella ricerca sulla segnalazione dell'ubiquitina e sulla funzione dei ribosomi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RPS27A Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	UBC; S27A; eS31; CEP80; UBA80; HEL112; UBCEP1; UBCEP80; RPS27A
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	6233
Gene ID	6233
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-156 di RPS27A umana (NP_001170884.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P62979
Peso proteico	18kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio