

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rps27L Per Wb, Elisa - Q71Um5

Numero articolo: CM0023598

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro RPS27L umano, validato per Western blot ed ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. Adatto per la ricerca sulle proteine ribosomiali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RPS27L Rabbit pAb
Note/Alias	RPS27L
Specie	Umana
GeneID (umano)	51065
GeneID	51065
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-84 di RPS27L umano (NP_057004.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q71UM5
Peso proteico	9kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio