


## Anticorpo Policlonale Anti-Rps28 Per Wb, If/Icc, Elisa - P62857

Numero articolo: CM0022984



### introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-RPS28 di alta qualità validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con RPS28 umano, murino e ratto. Ideale per studi sulla biogenesi dei ribosomi e sulla sintesi proteica.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                            |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | RPS28 Rabbit pAb                                                                                                                                  |
| Note/Alias          | S28; eS28; DBA15; RPS28                                                                                                                           |
| Specie              | Umano                                                                                                                                             |
| GeneID (Umano)      | 6234                                                                                                                                              |
| GeneID              | 6234                                                                                                                                              |
| Immunogeno          | Proteina ricombinante; Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-69 di RPS28 umano (NP_001022.1). |
| Sorgente            | Coniglio                                                                                                                                          |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                                             |
| Applicazione        | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                                 |
| Reattività crociata | Umano, Mouse, Ratto                                                                                                                               |
| SWISS               | P62857                                                                                                                                            |
| Peso proteico       | 8kDa                                                                                                                                              |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                                                |