


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Rps3 Per Wb, If/Icc, Elisa - P23396

Numero articolo: CM0010656



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro la RPS3 umana (SWISS: P23396). Convalidato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulle proteine ribosomiali, la riparazione del DNA e gli studi sull'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RPS3 mAb di coniglio
Note/Alias	S3; uS3; RPS3
Specie	Umana
ID Gene	6188
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-200 della RPS3 umana (P23396).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P23396
Peso proteico	27kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio