


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rps3 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P23396

Numero articolo: CM0024016



introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio RPS3 di alta qualità per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con Umano, Topo, Ratto. Bersaglia la proteina ribosomiale 40S S3, coinvolta nella traduzione, riparazione del DNA e apoptosi. Ideale per la ricerca in biologia cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RPS3 Rabbit pAb
Note/Alias	S3; uS3; RPS3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6188
GeneID	6188
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-243 di RPS3 umano (NP_000996.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P23396
Peso Proteico	27kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio