


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rps4X Per Wb E Elisa - P62701

Numero articolo: CM0026633



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-RPS4X validato per WB e ELISA, che reagisce con la proteina ribosomiale 40S eS4 (30 kDa) di umano, topo e ratto. Ideale per lo studio della biogenesi dei ribosomi e dei meccanismi di sintesi proteica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RPS4X Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	S4; eS4; CCG2; RPS4; SCAR; SCR10; DXS306; RPS4X
Specie	Umano
GeneID (umano)	6191
GeneID	6191
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 66-263 di RPS4X umano (NP_000998.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P62701
Peso proteico	30kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio