


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rps5 Per Wb E Elisa - P46782

Numero articolo: CM0030931



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia RPS5 umana (proteina ribosomiale 40S S5, uS7), validato per Western blot e ELISA. Reagisce in modo crociato con umano, topo e ratto. Ideale per studi sulla biogenesi dei ribosomi e sulla sintesi proteica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RPS5 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	S5; uS7; RPS5
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6193
GeneID	6193
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-204 di RPS5 umana (NP_001000.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P46782
Peso proteico	23 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio