


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rps6Ka1/Rps6Ka2/Rps6Ka3 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15418 / Q15349 / P51812

Numero articolo: CM0023263



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro RPS6KA1, RPS6KA2, RPS6KA3, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sulla trasduzione del segnale e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RPS6KA1/RPS6KA2/RPS6KA3 pAb di Coniglio
Specie	Umano
GenelD (umano)	6195/6196/6197
GenelD	6195/6196/6197
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 600-700 di RPS6KA1/RPS6KA2/RPS6KA3 umano (NP_002944.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q15418/Q15349/P51812
Spedizione	Borsa del ghiaccio