

Anticorpo Policlonale Anti-Rps6Ka2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15349

Numero articolo: CM0022851

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro RPS6KA2 (RSK3/p90RSK2), validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per lo studio della segnalazione MAPK/ERK, della biologia del cancro e del controllo traduzionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RPS6KA2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	RSK; HU-2; RSK3; p90RSK2; p90-RSK3; pp90RSK3; MAPKAPK1C; S6K-alpha; S6K-alpha2; RPS6KA2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	6196
ID Gene	6196
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 632-733 di RPS6KA2 umana (NP_066958.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q15349
Peso proteico	83kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio