


Anticorpo Policlonale Anti-Rps6Ka3 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P51812

Numero articolo: CM0025437



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro RPS6KA3 umano (RSK2, p90RSK2) validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con mouse e ratto. Rileva una banda di ~84 kDa. Per studi sulla segnalazione ERK/MAPK, traduzione e sopravvivenza cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RPS6KA3 Rabbit pAb
Note/Alias	CLS; RSK; HU-3; RSK2; MRX19; ISPK-1; XLID19; p90-RSK2; pp90RSK2; MAPKAPK1B; S6K-alpha3; RPS6KA3
Specie	Umano
Gene ID	6197
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 68-327 di RPS6KA3 umano (NP_004577.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P51812
Peso proteico	84kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio