

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rps6Ka4 Per Wb, Ihc-P, Elisa - O75676

Numero articolo: CM0014726

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la chinasi 4 alfa della proteina ribosomiale S6 (MSK2, UniProt O75676). Validato per WB, IHC-P, ELISA; presenta reattività crociata con campioni umani e murini. 86 kDa. Ideale per studi sulla segnalazione infiammatoria e dello stress.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RPS6KA4 Rabbit pAb
Note/Alias	MSK2; RSK-B; S6K-alpha-4; RPS6KA4
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	8986
ID del gene	8986
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 673-772 di RPS6KA4 umano (NP_003933.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	O75676
Peso della proteina	86 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante