

Anticorpo Policlonale Anti-Rps6Ka5 (Msk1) Per Wb, Elisa - 075582

Numero articolo: CM0030978



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro RPS6KA5 (MSK1) umano, validato per Western blot ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano, topo e ratto. Ideale per studiare la segnalazione delle chinasi nelle risposte allo stress e infiammatorie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RPS6KA5 Rabbit pAb
Note/Alias	MSK1; RLPK; MSPK1; RPS6KA5
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9252
GeneID	9252
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 700-800 di RPS6KA5 umano (NP_004746.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	075582
Peso Proteico	90kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio