


## Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Rps6Ka5 (Msk1) Per Wb, Elisa - O75582

Numero articolo: CM0006370



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro RPS6KA5 (MSK1), validato per WB ed ELISA. Reagisce con proteine umane, di topo, ratto e scimmia. Ideale per lo studio della segnalazione delle chinasi attivate da mitogeni e stress, della regolazione trascrizionale e delle vie di modificazione degli istoni.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                              |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | mAb di coniglio anti-RPS6KA5                                                                                        |
| Note/Alias          | MSK1; RLPK; MSPK1; RPS6KA5                                                                                          |
| Specie              | Uomo                                                                                                                |
| GeneID (Uomo)       | 9252                                                                                                                |
| GeneID              | 9252                                                                                                                |
| Immunogeno          | Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 639-736 di RPS6KA5 umano (NP_004746.2) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                            |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                                               |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                           |
| Reattività crociata | Uomo, topo, ratto, scimmia                                                                                          |
| SWISS               | O75582                                                                                                              |
| Peso della proteina | 62 kDa/82 kDa/90 kDa                                                                                                |
| Spedizione          | Borsa refrigerante                                                                                                  |