

## Anticorpo Policlonale Anti-Rps6Kl1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y6S9

Numero articolo: CM0027781

### introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-rps6kl1 convalidato per WB, IF/ICC, ELISA. Riconosce RPS6KL1 umano, murino e ratto, una chinasi serina/treonina proteica ribosomiale. Ideale per studi di biologia ribosomiale e di segnalazione.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Specifiche                                                                                                                    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | RPS6KL1 Coniglio pAb                                                                                                          |
| Osservazioni/Alias  | R5KL2; RPS6KL1                                                                                                                |
| Specie              | Umano                                                                                                                         |
| ID Gene             | 83694                                                                                                                         |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-130 di RPS6KL1 umano (NP_113652.2) |
| Fonte               | Coniglio                                                                                                                      |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                         |
| Applicazione        | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                             |
| Reattività crociata | Umano, Mouse, Ratto                                                                                                           |
| SWISS               | Q9Y6S9                                                                                                                        |
| Peso proteico       | 60kDa                                                                                                                         |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                            |