


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Rps7 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62081

Numero articolo: CM0029585



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro la proteina ribosomiale umana S7 (RPS7), convalidato per applicazioni WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA; reagisce con campioni umani, di topo e ratto. Ideale per ricerche sulla biogenesi ribosomiale e l'anemia di Diamond-Blackfan.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RPS7 Rabbit pAb
Note/Alias	S7; eS7; DBA8; RPS7
Specie	Umana
ID gene (Umano)	6201
ID gene	6201
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-194 di RPS7 umano (NP_001002.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P62081
Peso proteico	22 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio