


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Rps8 Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P62241

Numero articolo: CM0003551



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro la RPS8 umana (proteina ribosomiale 40S S8, SWISS: P62241). Convalidato per WB, IF/ICC, IP, ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sui ribosomi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RPS8 Rabbit mAb
Note/Alias	S8; eS8; RPS8
Specie	Uomo
ID gene	6202
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-208 della RPS8 umana (NP_001003.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P62241
Peso proteico	24 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio