

## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rps8 Per Wb, If/Icc, Elisa - P62241

Numero articolo: CM0021253



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro RPS8 umano (proteina ribosomiale 40S S8) per Western blot, IF/ICC ed ELISA. Validato in campioni umani, murini e di ratto. Peso molecolare previsto: 24 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | RPS8 pAb di coniglio                                                                                                        |
| Note/Alias          | S8; eS8; RPS8                                                                                                               |
| Specie              | Uomo                                                                                                                        |
| ID del gene (umano) | 6202                                                                                                                        |
| ID del gene         | 6202                                                                                                                        |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 10-100 di RPS8 umano (NP_001003.1) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                    |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                       |
| Applicazione        | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                           |
| Reattività crociata | Uomo, topo, ratto                                                                                                           |
| SWISS               | P62241                                                                                                                      |
| Peso della proteina | 24 kDa                                                                                                                      |
| Spedizione          | Ghiaccio in busta                                                                                                           |