


Anticorpo Policlonale Anti-Rraga Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q7L523

Numero articolo: CM0012873



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-RRAGA validato per Western Blot (WB), Immunoistochimica (IHC-P) ed ELISA. Rileva RRAGA (FIP1/RAGA) umano, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione di mTORC1 e sul rilevamento degli aminoacidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RRAGA Rabbit pAb
Note/Alias	FIP1; RAGA; FIP-1; RRAGA
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10670
GeneID	10670
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli aminoacidi 213-313 di RRAGA umano (NP_006561.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q7L523
Peso proteico	37kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio