


Anticorpo Policlonale Anti-Rraga Da Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - Q7L523

Numero articolo: CM0030629



introduzione

Anticorpo policlonale da coniglio prodotto contro RRAGA umana (proteina A legante GTP correlata a Ras), validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con specie umana, mouse e ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione di mTORC1 e la rilevazione degli amminoacidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RRAGA Rabbit pAb
Note / Alias	FIP1; RAGA; FIP-1; RRAGA
Specie	Umana
GeneID (Umana)	10670
GeneID	10670
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 213-313 della RRAGA umana (NP_006561.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, Mouse, Ratto
SWISS	Q7L523
Peso proteico	37 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio