


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rragd Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nql2

Numero articolo: CM0030656



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la proteina D legante GTP correlata a Ras (RRAGD) umana, validato per WB, IHC-P, ELISA; cross-reattivo con topo e ratto; rileva 46kDa; regolatore chiave della segnalazione di mTORC1 in risposta agli aminoacidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RRAGD Rabbit pAb
Note/Alias	RAGD; HOMG7; bA11D8.2.1; RRAGD
Specie	Umana
ID Gene	58528
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 181-400 di RRAGD umana (NP_067067.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Cross Reattività	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q9NQL2
Peso Proteico	46kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio