

Anticorpo Policlonale Anti-Rras2 Di Coniglio Per Wb, Elisa - P62070

Numero articolo: CM0029092



introduzione

RRAS2 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale convalidato per WB ed ELISA, reattivo contro umano, topo e ratto. Ideale per lo studio della segnalazione correlata a Ras e dei processi di sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RRAS2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	NS12, TC21, RRAS2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	22800
ID Gene	22800
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-204A dell'RRAS2 umano (NP_036382.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P62070
Peso proteico	23kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio