

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rrbp1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9P2E9

Numero articolo: CM0013599

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce RRBP1 umano, adatto per applicazioni WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo crociato con proteine umane e murine. La proteina legante i ribosomi 1 media l'interazione ribosoma-membrana del reticolo endoplasmatico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	RRBP1 Rabbit pAb
Note/Alias	RRp; hES; p180; ES130; ES/130; RRBP1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6238
GeneID	6238
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-140 di RRBP1 umano (NP_004578.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	Q9P2E9
Peso Proteico	152kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio