


Anticorpo Policlonale Anti-Rrm2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P31350

Numero articolo: CM0029840



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro RRM2 umano, adatto per WB, IHC-P, IF/ICC, IP e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Validato per la ricerca sul metabolismo dei nucleotidi e la sintesi del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RRM2 Rabbit pAb
Note/Alias	R2; RR2; RR2M; C2orf48; RRM2
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	6241
ID Gene	6241
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-389 di RRM2 umano (NP_001025.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P31350
Peso Proteico	45kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio