


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Rrm2 Per Wb Ed Elisa - P31350

Numero articolo: CM0011103



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ricombinante diretto contro RRM2 umano (subunità M2 della ribonucleotide reduttasi), validato per WB ed ELISA in umano, topo e ratto. Essenziale per la ricerca sulla sintesi del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb di coniglio anti-RRM2
Note/Alias	R2; RR2; RR2M; C2orf48; RRM2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6241
GeneID	6241
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 10-117 di RRM2 umano (P31350).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P31350
Peso Proteico	45kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio