

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rrm2B Per Elisa E If/Icc - Q7Lg56

Numero articolo: CM0026866



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro RRM2B (p53R2) umano. Adatto per ELISA e IF/ICC. Ideale per la ricerca sul danno e riparazione del DNA. Supportato dalla piattaforma completa di approvvigionamento di materie prime di CamelBio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RRM2B Rabbit pAb
Note/Alias	P53R2; RCDFRD; MTDPS8A; MTDPS8B; RRM2B
Specie	Umana
GeneID (Umana)	50484
GeneID	50484
Immunogeno	peptide sintetico Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di RRM2B umano (NP_056528.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reazione Crociata	Umana
SWISS	Q7LG56
Peso Proteico	41kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio