


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rrp1 Per Wb Ed Elisa - P56182

Numero articolo: CM0020273



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro RRP1 (NNP-1, NOP52), adatto per Western blot ed ELISA su campioni umani, murini e di ratto. Ideale per lo studio della maturazione dell'rRNA 28S e delle dinamiche nucleolari. SWISS: P56182.

[Ulteriori informazioni](#)

Specifiche	Dettagli
Nome del prodotto	RRP1 pAb di coniglio
Note/alias	NNP-1, NOP52, RRP1A, D21S2056E, RRP1
Specie	Uomo
ID gene	8568
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-253 di RRP1 umano (NP_003674.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P56182
Peso della proteina	53 kDa
Spedizione	Con borsa refrigerante