


Anticorpo Policlonale Anti-Rrp8 Per Wb, Elisa - 043159

Numero articolo: CM0023760



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro RRP8 (Nucleometilina) per applicazioni di Western blot ed ELISA. Validato su campioni umani, di topo e di ratto. Adatto per studi sul silenziamento dell'rDNA e sulla regolazione della cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RRP8 Rabbit pAb
Note/Alias	NML; KIAA0409; RRP8
Specie	Umano
GeneID (umano)	23378
GeneID	23378
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-200 di RRP8 umano (NP_056139.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O43159
Peso Proteico	51kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio