

Anticorpo Policlonale Anti-Rsad2 Da Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - Q8Wxg1

Numero articolo: CM0027807

introduzione

RSAD2 Rabbit pAb validato per WB, IF/ICC, ELISA con reattività crociata verso uomo, topo, ratto. Proteina antivirale indotta dall'interferone viperina; adatto per studi su immunità innata e replicazione virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RSAD2 pAb da coniglio
Annotazioni/Altri Nomi	SAND; cig5; vig1; cig33; RSAD2
Specie	Uomo
GenelD (Uomo)	91543
GenelD	91543
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 118-361 della RSAD2 umana (NP_542388.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q8WXG1
Peso Proteico	42kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio