


Anti-Rsk2 / Rps6Ka3 Anticorpo Monoclonale Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - P51812

Numero articolo: CM0003356



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio RSK2/RPS6KA3 validato per WB, IHC-P, ELISA. Rileva RSK2 umano, murino, ratto (84kDa). Essenziale per lo studio della segnalazione MAPK/ERK, della proliferazione cellulare e dell'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RSK2 / RPS6KA3 Rabbit mAb
Note/Alias	CLS; RSK; HU-3; RSK2; MRX19; ISPK-1; XLID19; p90-RSK2; pp90RSK2; MAPKAPK1B; S6K-alpha3; RSK2 / RPS6KA3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6197
GeneID	6197
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 600-700 di RSK2 / RPS6KA3 umano (P51812).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P51812
Peso Proteico	84kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio