


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Rsl24D1 Per Wb, Elisa - Q9Uha3

Numero articolo: CM0021506



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro RSL24D1 umana, una proteina nucleolare coinvolta nella biogenesi della subunità ribosomiale 60S. Validato per WB e ELISA, reagisce con campioni umani e di topo. Ideale per studi sull'assemblaggio dei ribosomi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RSL24D1 Rabbit pAb
Alias	L30; RLP24; RPL24; TVAS3; RPL24L; C15orf15; HRP-L30-iso; RSL24D1
Specie	Umana
GeneID	51187
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 10-80 di RSL24D1 umana (NP_057388.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo
SWISS	Q9UHA3
Peso proteico	20kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio