

## Anticorpo Policlonale Anti-Rsrc1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Iz7

Numero articolo: CM0026878

### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro RSRC1 (SRrp53) umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca su splicing e trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                           |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto       | RSRC1 Rabbit pAb                                                                                                                 |
| Note/Alias          | MRT70; BM-011; SFRS21; SRrp53; RSRC1                                                                                             |
| Specie              | Umano                                                                                                                            |
| ID Gene (Umano)     | 51319                                                                                                                            |
| ID Gene             | 51319                                                                                                                            |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 117-276 di RSRC1 umano (NP_001258763.1) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                         |
| Categoria           | Anticorpi Policlonali                                                                                                            |
| Applicazione        | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                         |
| Reattività Crociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                               |
| SWISS               | Q96Iz7                                                                                                                           |
| Peso Proteico       | 39kDa                                                                                                                            |
| Spedizione          | Sacco di ghiaccio                                                                                                                |