

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rsu1 Per Wb, Elisa - Q15404

Numero articolo: CM0017012



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro RSU1 (RSP-1) umano, validato per WB e ELISA. Rileva RSU1 umano, di topo e di ratto. Adatto per la ricerca sulla trasduzione del segnale Ras.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RSU1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	RSP-1; RSU1
Specie	Umana
GeneID (umano)	6251
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-277 di RSU1 umano (NP_036557.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q15404
Peso proteico	32 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio