

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Rtcb Per Wb, Elisa - Q9Y3I0

Numero articolo: CM0016057



introduzione

Anticorpo Policlonale Coniglio RTCB validato per WB ed ELISA; rileva RTCB umana, murina e ratto. Ideale per la ricerca sullo splicing dei tRNA e sulla risposta alla proteina non ripiegata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RTCB Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	FAAP; HSPC117; C22orf28; DJ149A16.6; RTCB
Specie	Umano
GenelD (umano)	51493
GenelD	51493
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9Y3I0
Peso Proteico	55kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio