


## Anticorpo Policlonale Anti-Rtf1 Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q92541

Numero articolo: CM0019282



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro RTF1 umano (GTL7, KIAA0252), un fattore di allungamento della trascrizione. Adatto per Western blot ed ELISA. Rileva RTF1 umano e murino.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | RTF1 Rabbit pAb                                                                       |
| Note/Alias            | GTL7, KIAA0252, RTF1                                                                  |
| Specie                | Umano                                                                                 |
| GeneID (Umano)        | 23168                                                                                 |
| GeneID                | 23168                                                                                 |
| Immunogeno            | Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 300-400 di RTF1 umano (NP_055953.3) |
| Sorgente              | Coniglio                                                                              |
| Categoria             | Anticorpi Policlonali                                                                 |
| Applicazione          | WB, ELISA                                                                             |
| Reattività Incrociata | Umano, Topo                                                                           |
| SWISS                 | Q92541                                                                                |
| Peso Proteico         | 80kDa                                                                                 |
| Spedizione            | Sacca di ghiaccio                                                                     |