

Anticorpo Policlonale Anti-Rtkin / Rhotekin Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bst9

Numero articolo: CM0027237

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro RTKN umano (Rhotekin), validato in WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Utile per lo studio della segnalazione Rho, dell'attivazione di NF-kappa-B e della tumorigenesi gastrica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RTKN Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	RTKN; rhotekin
Specie	Umano
GenelD (Umano)	6242
GenelD	6242
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 254-513 di RTKN umano (NP_001015056.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9BST9
Peso proteico	63kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio