


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Rtn4 Per Wb, If-P, Elisa - Q9Nqc3

Numero articolo: CM0019302



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro RTN4, convalidato per WB, IF-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Adatto per studi sulla crescita delle neuriti, sulla formazione dei tubuli del RE e sul rimodellamento vascolare. Ideale per applicazioni diagnostiche e di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RTN4 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	ASY; NSP; NOGO; RTN-X; NSP-CL; RTN4-A; RTN4-C; RTN4-B1; RTN4-B2; NI220/250; Nbla00271; Nbla10545; RTN4
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	57142
Gene ID	57142
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 200-300 di RTN4 umano (NP_065393.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9NQC3
Peso proteico	130kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio