

Anticorpo Policlonale Anti-Rubicon Di Coniglio Per Wb Ed Elisa - Q92622

Numero articolo: CM0024531



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro la Rubicon umana (RUBCN) per applicazioni WB ed ELISA. Mira a una proteina regolatrice dell'autofagia e dell'immunità, ideale per studiare il traffico endosomiale e i meccanismi di difesa contro i patogeni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Rubicon Rabbit pAb
Note/Alias	SCAR15; RUBICON; KIAA0226; Rubicon
Specie	Umano
GeneID	9711
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-200 della Rubicon umana (NP_055502.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q92622
Peso Proteico	109kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio