

Anticorpo Policlonale Anti-Rubicon Da Coniglio Per Wb, Elisa - Q92622

Numero articolo: CM0015640



introduzione

Anticorpo policlonale da coniglio che mira la proteina Rubicon (RUBCN) umana per applicazioni Western blot ed ELISA. Rileva la Rubicon di topo e ratto. Immunogeno ricombinante corrispondente agli amminoacidi 1-200. Adatto per la ricerca su autofagia, endocitosi e immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rubicon Rabbit pAb
Note / Alias	SCAR15; RUBICON; KIAA0226; Rubicon
Specie	Uomo
GeneID (umano)	9711
GeneID	9711
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-200 della Rubicon umana (NP_055502.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q92622
Peso proteico	109 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio