

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rufy1 Per Wb Ed Elisa - Q96T51

Numero articolo: CM0026681



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro RUFY1 umano, adatto per Western blotting ed ELISA. Rileva RUFY1 di topo e ratto, un regolatore chiave del smistamento del carico endosomiale e del suo recupero verso la rete trans-Golgi. Ideale per la ricerca sul traffico cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RUFY1 Rabbit pAb
Note/Alias	RABIP4; ZFYVE12; RUFY1
Specie	Umano
GeneID (umano)	80230
GeneID	80230
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 439-708 di RUFY1 umano (NP_079434.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Topo, Ratto
SWISS	Q96T51
Peso Proteico	80kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio