

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rufy3 Per Wb Ed Elisa - Q7L099

Numero articolo: CM0015040

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro RUFY3 (RIPX, SINGAR1, ZFYVE30) per applicazioni di Western blot (WB) ed ELISA; adatto per le specie umana, murina e di ratto; riconosce una proteina di 53 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RUFY3 Rabbit pAb
Note/Alias	RIPX; SINGAR1; ZFYVE30; RUFY3
Specie	Umana
GeneID (Umano)	22902
GeneID	22902
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-65 di RUFY3 umano (NP_055776.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Topo, Ratto
SWISS	Q7L099
Peso Proteico	53kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio