

Anticorpo Policlonale Anti-Runx1 Per Wb, Elisa - Q01196

Numero articolo: CM0013044



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia il fattore di trascrizione umano RUNX1, validato per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per ricerche sull'ematopoiesi, leucemia e immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	RUNX1 Rabbit pAb
Note / Alias	AML1; CBFA2; EVI-1; AMLCR1; PEBP2aB; CBF2alpha; AML1-EVI-1; PEBP2alpha; RUNX1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	861
GeneID	861
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 150-250 di RUNX1 umano (NP_001001890.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q01196
Peso Proteico	49kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio