


Anticorpo Policlonale Anti-Runx1T1 Per Wb, Elisa - Q06455

Numero articolo: CM0024060



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro RUNX1T1 (CBFA2T1/ETO/MTG8) umano. Convalidato per WB e ELISA; reagisce crociato con ratto. Adatto per studi sulla leucemia e sulla regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RUNX1T1 Rabbit pAb
Note/Alias	CDR; ETO; MTG8; AML1T1; ZMYND2; CBFA2T1; AML1-MTG8; RUNX1T1
Specie	Umana
GeneID (Umana)	862
GeneID	862
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 250-403 di RUNX1T1 umano (NP_783552.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Ratto
SWISS	Q06455
Peso proteico	68kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio