

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Runx2 Per Wb, Ip, Elisa - Q13950

Numero articolo: CM0002818



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio di alta qualità contro RUNX2 umano, validato per Western blot, immunoprecipitazione ed ELISA. Reagisce incrociatamente con il mouse. Ideale per lo studio della differenziazione degli osteoblasti e della morfogenesi scheletrica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RUNX2 Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	CCD; AML3; CCD1; CLCD; OSF2; CBFA1; OSF-2; PEA2aA; PEBP2aA; CBF-alpha-1; RUNX2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	860
GeneID	860
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse
SWISS	Q13950
Peso Proteico	57kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio