

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Runx3 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q13761

Numero articolo: CM0028543



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro RUNX3 umano (AML2/CBFA3), validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Ideale per la ricerca sulla regolazione della trascrizione, sul cancro e sullo sviluppo delle cellule T.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome del Prodotto	pAb di Coniglio anti-RUNX3
Note/Alias	AML2; CBFA3; PEBP2aC; RUNX3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	864
GeneID	864
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 286-415 di RUNX3 umano (NP_004341.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	Q13761
Peso Proteico	44kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio