


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rusc1 Per Wb, If-P, Elisa - Q9Bvn2

Numero articolo: CM0024219



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-RUSC1 validato per WB, IF-P, ELISA. Reagisce con RUSC1 umano, di topo, di ratto (sottounità accessoria del complesso AP-4, Nesca), coinvolto nel traffico vescicolare neuronale e nella differenziazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RUSC1 Rabbit pAb
Note/Alias	NESCA; RUSC1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	23623
GeneID	23623
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-320 di RUSC1 umano (NP_055143.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9BVN2
Peso Proteico	96kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio