

Anticorpo Policlonale Anti-Ruvbl1/Tip49A/Pontin Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y265

Numero articolo: CM0025968



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia RUVBL1/TIP49A/PONTIN umano (Q9Y265). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reagisce con umano e topo. Ideale per la ricerca sul rimodellamento della cromatina e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	RUVBL1/TIP49A/PONTIN Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	RVB1; TIH1; ECP54; TIP49; ECP-54; INO80H; NMP238; PONTIN; TIP49A; NMP 238; Pontin52; RUVBL1/TIP49A/PONTIN
Specie	Umana
GenelD (Umana)	8607
GenelD	8607
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-240 di RUVBL1/TIP49A/PONTIN umano (NP_003698.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, Murina
SWISS	Q9Y265
Peso proteico	50kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio