


## Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Ruvbl1/Tip49A/Pontin Per Wb, Ihc-P, Elisa, Chip - Q9Y265

Numero articolo: CM0004130



### introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio di alta qualità mirato a RUVBL1/TIP49A/PONTIN (Q9Y265). Validato per Western blot, IHC-P, ELISA e ChIP; cross-reattività con umano, topo e ratto. Adatto per lo studio del rimodellamento della cromatina, della riparazione del DNA e della segnalazione oncogenica.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro        | Valore                                                                                                                          |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto    | RUVBL1/TIP49A/PONTIN mAb di Coniglio                                                                                            |
| Note/Alias       | RVB1; TIH1; ECP54; TIP49; ECP-54; INO80H; NMP238; PONTIN; TIP49A; NMP 238; Pontin52; RUVBL1/TIP49A/PONTIN                       |
| Specie           | Umano                                                                                                                           |
| Gene ID (Umano)  | 8607                                                                                                                            |
| Gene ID          | 8607                                                                                                                            |
| Immunogeno       | Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 350-456 di RUVBL1/TIP49A/PONTIN umano (Q9Y265) |
| Fonte            | Coniglio                                                                                                                        |
| Categoria        | Anticorpi Monoclonali                                                                                                           |
| Applicazione     | WB, IHC-P, ELISA, ChIP                                                                                                          |
| Cross Reattività | Umano, Topo, Ratto                                                                                                              |
| SWISS            | Q9Y265                                                                                                                          |
| Peso Proteico    | 50kDa                                                                                                                           |
| Spedizione       | Borsa del ghiaccio                                                                                                              |