

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Rxr α Per Wb, Ip, If/Icc, Chip, Chip-Seq, Elisa - P19793

Numero articolo: CM0003365



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro RXR α (NR2B1) umano, validato per WB, IP, IF/ICC, ChIP, ChIP-seq e ELISA. Rileva livelli endogeni di RXR α (51 kDa) in campioni umani, di topo e ratto. Ideale per lo studio della segnalazione dei recettori dei retinoidi, della regolazione genica e dell'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RXR α Rabbit mAb
Note/Alias	NR2B1; RXRalpha; RXR-alpha; RXR α
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6256
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza tra gli amminoacidi 1-100 di RXR α umano (P19793)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, ChIP, ChIP-seq, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P19793
Peso proteico	51 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio