

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rxr α Per Wb, Elisa - P19793

Numero articolo: CM0014999



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro RXR α umano (NR2B1). Validato per Western blot ed ELISA, con reattività verso uomo, topo e ratto. Ideale per studi sulla regolazione trascrizionale e sui recettori nucleari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RXR α Rabbit pAb
Note/Alias	NR2B1; RXRalpha; RXR-alpha; RXR α
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	6256
ID del gene	6256
Immunogeno	Peptide sintetico compreso tra gli amminoacidi 1-100 di RXR α umano (NP_002948.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P19793
Peso della proteina	51 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante