


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rxrb Per Wb, Elisa - P28702

Numero articolo: CM0021587



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro RXRB umano (RXR-beta, NR2B2), adatto per Western blotting ed ELISA. Rileva RXRB umano, di topo e di ratto. Ideale per studiare la segnalazione dell'acido retinoico e la regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RXRB Rabbit pAb
Note/Alias	NR2B2; DAUDI6; RCoR-1; RXRbeta; H-2RIIBP; RXR-beta; RXRB
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6257
GeneID	6257
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P28702
Peso Proteico	57kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio